

FICHA TÉCNICA

DAE LP1000

Desfibrilhador LIFEPAK 1000



Portátil, compacto, com 3,5 kg. Dimensões: 8.7×23.4×27.7cm.

Resistente às quedas, vibrações e água segundo normas IP55.

Mensagens orais e escritas.

Capacidade de controlo diário sem necessidade de ligar o equipamento.

Visualização permanente do LCD.

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

DAE LP1000

Desfibrilhador LIFEPAK 1000

Análise contínua do ECG com alarmes de movimentos ou artefactos externos.

Análise do ECG aconselhando ou não a descarga eléctrica.

Desfibrilhação por eléctrodos, níveis de energia programáveis entre 150 e 360 joules.

Semiautomático ou manual para utilizadores autorizados.

Compatível com eléctrodos Edge Quik Combo da família Lifepak.

Protocolo cprMax com indicação para iniciar acções de RCP. Administra uma descarga por ciclo.

Tempo de RCP de 120 segundos.

Armazenamento automático de ECG e dos parâmetros da intervenção na memória interna sem necessidade de cartão externo para recuperar os dados.

LCD com 120x 89 mm.

Transmissão de dados para o PC através de infravermelhos.

Bateria não recarregável de Li/MnO₂, 12,0V, 6,2 amp. capacidade para 440 descargas a 200 joules ou 1030 minutos de monitorização.

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

DAE LP1000

Desfibrilhador LIFEPAK 1000

Composto por:

- Shipkit LIFEPAK 1000 em português;
- Manual de utilização;
- Bateria de LIMnO2 não recarregável;
- Bolsa de transporte sem tira cole;
- Tira cole para a bolsa de transporte;
- Eléctrodos Quik Combo REDI-PAK (2 pares)

IMP 237 2022.01.01



(+351) 261 325 968



www.extincendios.pt/



geral@extincendios.pt